

補聴器をお使いの方へ



磁気ループ補聴システム

こちらのホールでは、
補聴器・人工内耳を装着されてる方に
音声をはっきり聞こえる装置を設置しています。

磁気コイル付補聴器・人工内耳を装着の方へ

お使いの補聴器・人工内耳のスイッチを【T】に
切り替えてご使用ください。

こ列～せ列の間で使用が出来ます
エリア外では使用できません

※マイクを使用していないコンサート等は、客席後方に設置してある集音マイクからの音声があります